

Logiciel LabX Balance

Numérisez vos processus de pesage



Flux de données intégré transparent

Le logiciel LabX s'intègre parfaitement aux systèmes d'information de laboratoire, tels que les systèmes LIMS et les logiciels de chromatographie, et envoie vos résultats de pesage directement là où les valeurs de poids sont requises pour procéder à des analyses ultérieures.



Documentation automatique

Le logiciel LabX enregistre automatiquement les données de pesage, notamment l'ensemble des métadonnées, dans une base de données sécurisée et centralisée au moment de la création. Des comptes rendus de résultats personnalisés peuvent être générés à tout moment, y compris automatiquement à la fin d'une procédure.



Gestion centralisée des balances

Les profils d'utilisateurs, les tâches de pesage et les configurations des balances peuvent être gérés de manière centralisée. Le logiciel LabX surveille l'historique des tests et des opérations d'étalonnage de chaque balance et lance automatiquement des tests de routine ou bloque la balance si nécessaire.



Efficacité optimale

Grâce aux instructions intuitives affichées sur l'écran de la balance et à la documentation automatique, le logiciel LabX permet d'économiser énormément de temps et de réduire considérablement les erreurs. L'efficacité est accrue et la production augmente.



Méthodes numériques guidées et documentation automatique

Démarrez le pesage d'une simple pression sur l'écran de votre balance. Le logiciel LabX™ vous guide pas à pas tout au long de votre MON avec des instructions claires affichées sur l'écran. Les résultats et les métadonnées sont documentés et enregistrés dans une base de données centralisée. Les calculs sont effectués automatiquement et les erreurs de transcription sont éliminées. LabX fournit un flux de données transparent tout au long de la méthode d'analyse, en garantissant un degré élevé de sécurité des processus. LabX aide aussi à garantir votre conformité aux exigences ALCOA+ de la FDA sur l'intégrité des données.

Bienvenue au laboratoire numérique avec des données disponibles partout, 24h/24 et 7j/7, en vous permettant d'être toujours prêt pour un audit.

Un système pour plusieurs instruments

Le logiciel LabX permet de connecter jusqu'à 60 instruments METTLER TOLEDO à votre réseau interne. Bénéficiez d'opérations fluides et de méthodes de travail efficaces grâce aux balances automatiques, aux balances, aux titrateurs, aux pH-mètres, aux spectrophotomètres UV/Vis, aux densimètres, aux réfractomètres et aux instruments de mesure du point de fusion.



Offre de base LabX Balance

LabX Balance Express

- Installation sur un seul PC
- Raccordez jusqu'à **3 balances**

LabX Balance Server

- Installation sur plusieurs PC
- Peut être connecté dans un réseau distribué
- Raccordez jusqu'à **60 balances**

Services logiciels LabX

METTLER TOLEDO propose une gamme complète de services pour le logiciel LabX Balance :

- Installation
- Formation
- Validation
- Intégration
- Développement de méthodes

Vous pouvez compléter votre système avec un contrat Software Care, pour bénéficier de toutes les innovations récentes ou garantir des performances constantes et la conformité aux réglementations. Software Care vous permet d'accéder immédiatement aux nouvelles versions et à l'assistance professionnelle.

Pour plus de détails, reportez-vous à la brochure des services LabX ou contactez votre représentant METTLER TOLEDO local.

Offre de base LabX Balance Express

1 licence instrument balance/balance automatique

Réf. de commande 11153120

Offre de base LabX Balance Server

1 licence instrument balance/balance automatique

Gestion des utilisateurs

Importation/exportation automatique

Réf. de commande 11153121

Licences en option

Gestion des utilisateurs	11153102	Évaluation statistique	30262374
Importation/exportation automatique	11153105	Créateur de comptes rendus	11153106
Réglementation*	11153104	Intégration système	11153107
Base de données de produits	11153103	Intégration STAReX	30486416

Licences en option supplémentaires

1 licence instrument balance/balance automatique 11153220

* Inclut également l'option Gestion des utilisateurs

Groupe METTLER TOLEDO

Pesage en laboratoire
Contact local : www.mt.com/contacts

www.mt.com

Pour plus d'informations

Sous réserve de modifications techniques.
© 12/2020 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés.
30207941B
Groupe MarCom RITM692067 LS