

LabX 저울 소프트웨어로 칭량 프로세스를 디지털화



매끄러운 통합 데이터 흐름

LabX는 LIMS 및 크로마토그래피 소프트웨어와 같은 실험실 정보 시스템과 완전히 통합되어, 칭량 값을 필요로 하는 후속 분석에 귀하의 칭량 결과를 곧바로 전송합니다.



자동 문서화

LabX는 모든 메타데이터를 포함한 칭량 데이터를 자동으로 생성 시점에 중앙 집중식 데이터베이스에 안전하게 저장합니다. 언제든지 맞춤형 결과 보고서를 생성할 수 있으며, 절차 종료 시 자동으로 생성할 수 있습니다.



중앙 저울 관리

사용자 프로필, 칭량 작업 및 저울 구성을 중앙에서 관리할 수 있습니다. LabX는 각 저울의 검사와 교정 이력을 모니터링하고 자동으로 일상 실험을 시작하거나 필요할 경우 저울을 차단합니다.



효율성 개선

저울 디스플레이 및 자동 문서화에 대한 직관적인 지침 덕분에, LabX를 사용하면 상당한 시간이 절약되고 오류가 확연히 줄어듭니다. 효율성이 개선되고 생산량이 늘어납니다.



디지털 업무 프로세스 가이드 및 자동 문서화

저울 디스플레이를 한 번만 누르면 칭량 작업을 시작할 수 있습니다. LabX™ 저울은 명확한 화면상 지침으로 귀하의 SOP에 따라 단계별로 안내합니다. 모든 결과 및 프로세스 메타데이터는 문서화되어 중앙 집중식 데이터베이스에 저장되고 자동으로 계산이 수행되어 수기 오류가 제거됩니다. LabX는 전체 분석 업무 프로세스 동안 데이터의 매끄러운 흐름을 제공하여 높은 수준의 프로세스 보안을 보장합니다. 또한 LabX는 데이터 무결성에 대한 FDA ALCOA+ 요건을 충족하여 귀하를 지원합니다.

귀하의 데이터를 24시간 365일 언제 어디서나 사용할 수 있는 디지털 실험실에 오신 것을 환영합니다. 언제나 감사 준비 상태를 유지할 수 있습니다.

여러 장비를 위한 하나의 시스템

LabX 소프트웨어는 내부 네트워크를 통해 최대 60개의 메틀러 토레도 장비를 완전히 연결할 수 있게 해줍니다. 자동 저울, 저울, 적정기, pH 미터, UV/VIS 분광광도계, 밀도 측정기, 굴절계 및 용점 측정기를 사용하여 매끄러운 작업과 효율적인 업무 프로세스를 즐기십시오.



LabX 저울 스타터 팩

LabX 저울 Express

- 단일 PC에 설치
- 최대 **3개의 저울 연결**

LabX 저울 Server

- 다수의 PC에 설치
- 분산 네트워크에 연결할 수 있음
- 최대 **60개의 저울 연결**

스타터 팩 LabX 저울 Express	스타터 팩 LabX 저울 Server
1 자동 저울 / 저울 기기 라이선스	1 자동 저울 / 저울 기기 라이선스
	사용자 관리
	자동 가져오기/내보내기
주문 번호 11153120	주문 번호 11153121
선택적 라이선스 추가하기	
사용자 관리 11153102	통계적 평가 30262374
자동 가져오기/내보내기 11153105	보고서 디자이너 11153106
규정* 11153104	시스템 통합 11153107
제품 데이터베이스 11153103	STAReX 통합 30486416
별도의 기기 라이선스 추가하기	
1 자동 저울 / 저울 기기 라이선스	11153220

* 또한 사용자 관리 옵션을 포함합니다

LabX 소프트웨어 서비스

메틀러 토레도는 LabX 저울 소프트웨어에 대한 전범위 서비스를 제공합니다.

- 설치
- 교육
- 검증
- 통합
- 업무 프로세스 개발

Software Care 계약으로 귀하의 시스템을 완벽하게 만들어 모든 최신 혁신사항을 반영하여 최신 상태를 유지하고 일관된 성능으로 이익을 누리며 규정 준수를 보장하십시오. Software Care는 새로운 릴리스 및 전문가 지원을 위한 즉각적인 액세스를 제공합니다.

자세한 정보는 LabX 서비스 브로셔를 참조하거나 현지 메틀러 토레도 담당자에게 문의하십시오.

METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts

메틀러 토레도 코리아주
Laboratory Weighing
서울 송파구 송파대로 155, 5층

www.mt.com

더 많은 정보 확인하기

Subject to technical changes
© 12/2020 METTLER TOLEDO.
All rights reserved
Group MarCom RITM692067 LS

전화: +82 (0)2 1588 0180
팩스: +82 (0)2 3498 3557
기술적 변경 사항이 있을 수 있습니다
30603477B