

6000TOCi용 권장 서비스

TOC 투자에 대한 신뢰



위험 최소화, 가동시간 최대화

전문가 시스템 서비스 및 자외선 램프와 같은 중요한 시스템 구성품의 주기적인 교체로 TOC 시스템이 항상 효율적으로 작동하도록 보장합니다. 권장 서비스 일정을 실행하면 계획되지 않은 유지보수로 인한 간섭을 제거할 수 있고 오염된 용수의 사용 위험을 최소화할 수 있습니다.



규정 보증

글로벌 약전 규정에 따라 TOC 측정이 필요하고 그 결과 제품의 품질과 안전을 보장하기 위한 감사가 필요합니다. 메틀러 토레도의 전문가 서비스는 정기적인 교정 및 귀사의 핵심 측정의 시스템 적합성 검증을 통한 규정 준수를 보장합니다.



6000TOCi 서비스 권장

주파수	서비스 제품	받아들이는 이유는 무엇일까요?
설치에	포괄적인 검증 시스템 적합성 시험 (SST)과 결합한 공장 교정 데이터를 사용하는 설치 검증 (IQ) 및 운영 검증 (OQ). SST 기준 솔루션을 포함합니다. EQPac 내에서 사용 가능.	신속한 설치 및 전문가 설정을 통한 검증
구매 시 처음 2년	ExtendedCare 장비 사용 첫 24개월 동안 안심하고 사용하시고 가동 시간을 극대화하십시오. 예방 유지보수를 처음부터 바로 진행할 수 있어, 귀하의 장비에 장기간 영향을 미칠 가능성이 있습니다.	권장 6개월 서비스: • 완벽한 예방 유지보수 표준 • TOC, 전도도, 유량 및 온도 교정 • 자외선 램프 및 필터 교체 • 육안 검사 • 교정 솔루션에 필수 • 모든 비소모성 구성품을 위한 예비 부품 및 인력 교체
첫 2년 후	ComprehensiveCare 이 포괄적인 서비스를 통해 첫 24개월 이후 시스템 가동 시간 극대화를 연장할 수 있습니다. 위험을 피하고 가동 중단 시간, 성능 문제 및 예기치 않은 수리 인건비와 재질 비용으로부터 장비를 보호하십시오.	
매 6개월	시스템 적합성 시험 (표준 용수 시스템용) 시스템 성능 및 분석이 제약 고객의 규정 준수 요건을 충족한다는 증거를 제공합니다. SST 기준 솔루션을 포함합니다.	TOC 시스템이 규정을 충족하는지 확인

6000TOCi 주문 정보

서비스 설명	주문 번호
포괄적인 검증	B39920003
Extended Care	B39950001
Comprehensive Care	B39910001
Standard Care	B39910002
Basic Care	B39910003
시스템 적합성 테스트	S39905157

소모품	주문 번호
교체 자외선 램프(4,500시간마다 작동 권장)	58 079 513
시스템 적합성 표준	30 472 084
교정 표준	30 472 083
통합된 교정 및 SST 표준	30 472 085
확장된 범위 교정용 교정 표준	30 472 086
확장된 범위 교정용 통합된 교정 및 SST 표준	30 472 087
퓨즈, 1.25 A, 센서 PCB	58 091 583
필터 요소, 고용량 (Pkg. 2)	58 091 551

예비 부품	주문 번호
펌프 모듈, 8.5 mL/분	30 472 152
필터 조립부, 고용량	58 091 550
고압 조절기	58 091 552
스테인리스 스틸 출구 튜브	58 091 553
패치 코드, 1ft (0.3m)	58 080 270
패치 코드, 5 ft (1.5m)	58 080 271
패치 코드, 10 ft (3.0m)	58 080 272
패치 코드, 15 ft (4.5m)	58 080 273
패치 코드, 25 ft (7.6m)	58 080 274
패치 코드, 50 ft (15.2m)	58 080 275
패치 코드, 100 ft (30.5m)	58 080 276
패치 코드, 150 ft (45.7m)	58 080 277
패치 코드, 200 ft (61.0m)	58 080 278
패치 코드, 300 ft (91.4m)	58 080 279

www.mt.com/pro-service

더 많은 정보 확인하기

메틀러 토레도 그룹
Process Analytics Division
연락처: www.mt.com/pro-MOs

기술 변경으로 내용이 변경될 수 있음
©07/2019 METTLER TOLEDO. All rights reserved.
PA2017ko Rev A 07/19