

6000TOCi için Önerilen Servis Hizmetleri

TOC Yatırımı Konusunda İçiniz Rahat Olsun



Minimum Risk, Maksimum Çalışma Süresi

Uzman sistem servis hizmetleri ve UV lambası gibi kritik sistem bileşenlerinin periyodik değişimi, TOC sisteminizin her zaman verimli çalışmasını sağlar. Önerilen servis programının uygulanması, planlanmamış bakımdan kaynaklanan kesintileri ortadan kaldırır ve kirlenmiş su kullanımı riskini en aza indirir.



Düzenleyici Güvence

TOC ölçümleri, küresel farmakope düzenlemeleri tarafından gerekli kılınmaktadır ve sonuç olarak ürünün kalitesini ve güvenliğini sağlamak için denetimlere tabidir. METTLER TOLEDO'nun uzman servis hizmetleri, kritik ölçümlerinizin periyodik kalibrasyonları ve sistem uygunluk doğrulaması yoluyla uyumluluğu sağlar.



Önerilen 6000TOCi Servis Hizmetleri

Sıklık	Servis Ürünü	Neden almalı?
Kurulumda	Kapsamlı Kalifikasyon Sistem uygunluğu testi (SST) ile birlikte fabrika kalibrasyonu verilerini kullanan kurulum kalifikasyonu (IQ) ve çalışma kalifikasyonu (OQ). SST referans çözümlerini içerir. EQPac içinde mevcuttur.	Uzman kurulum ile hızlı yükleme ve kalifikasyon
Satın alma noktasında ilk iki yıl	Kapsamlı Bakım Ekipmanınızın kullanım ömrünün ilk 24 ayında bu tam kapsamlı hizmet içeriğiyle içinizin rahat olmasını sağlayın ve sorunsuz çalışma süresini maksimuma çıkarın. Başından itibaren önleyici bakım sayesinde ekipmanınız üzerindeki olası uzun vadeli etkileri de en aza indirirsiniz.	Aşağıdakiler dahil önerilen 6 aylık servis hizmetleri: • Standart tam önleyici bakım • TOC, iletkenlik, akış hızı ve sıcaklık kalibrasyonu • UV lambasının ve filtresinin değiştirilmesi • Kamera kontrolü • Gerekli kalibrasyon çözümleri • Sarf edilemez tüm bileşenler için yedek parça ve işçilik değişimleri
İlk iki yıldan sonra	Kapsamlı Bakım Bu kapsamlı servis hizmeti teklifi ile sistemlerinizin ilk 24 ay sonrasında maksimum sorunsuz çalışma süresini elde etmeye devam edin. Riski önleyin ve ekipmanınızı durma sürelerine, performans sorunlarına, beklenmedik onarım işlemlerine ve malzeme masraflarına karşı koruyun.	
6 ayda bir	Sistem Uygunluk Testi (farmakope su sistemleri için) Sistem performansı ve analizinin ilaç sektöründeki müşteriler için uyumluluk gerekliliklerini karşıladığına dair kanıt sağlar. SST Referans Çözümlerini içerir.	TOC sisteminin düzenlemelere uygun olmasını sağlama

6000TOCi Sipariş Bilgileri

Servis Açıklaması	Sipariş Numarası
Kapsamlı kalifikasyon	B39920003
Kapsamlı Bakım	B39950001
Kapsamlı Bakım	B39910001
Standart Bakım	B39910002
Temel Bakım	B39910003
Sistem uygunluk testi	S39905157

Sarf Malzemeleri	Sipariş Numarası
UV lambası değişimi (4.500 çalışma saatinde bir önerilir)	58 079 513
Sistem uygunluk standartları	30 472 084
Kalibrasyon standartları	30 472 083
Kombine kalibrasyon ve SST standartları	30 472 085
Genişletilmiş aralık kalibrasyonu için kalibrasyon standartları	30 472 086
Genişletilmiş aralık kalibrasyonu için kombine kalibrasyon ve SST çözümleri	30 472 087
Faz, 1,25 A, sensör PCB	58 091 583
Filtre elemanı, yüksek kapasite (Pkt. 2)	58 091 551

Yedek Parça	Sipariş Numarası
Pompa modülü, 8,5 ml/dk	30 472 152
Filtre grubu, yüksek kapasite	58 091 550
Yüksek basınç regülatörü	58 091 552
Paslanmaz çelik çıkış borusu	58 091 553
Ara bağlantı kablosu, 0,3 m (1 ft)	58 080 270
Ara bağlantı kablosu, 1,5 m (5 ft)	58 080 271
Ara bağlantı kablosu, 3,0 m (10 ft)	58 080 272
Ara bağlantı kablosu, 4,5 m (15 ft)	58 080 273
Ara bağlantı kablosu, 7,6 m (25 ft)	58 080 274
Ara bağlantı kablosu, 15,2 m (50 ft)	58 080 275
Ara bağlantı kablosu, 30,5 m (100 ft)	58 080 276
Ara bağlantı kablosu, 45,7 m (150 ft)	58 080 277
Ara bağlantı kablosu, 61,0 m (200 ft)	58 080 278
Ara bağlantı kablosu, 91,4 m (300 ft)	58 080 279

www.mt.com/pro-service

Daha fazla bilgi için

METTLER TOLEDO Group

Proses Analitiği Bölümü

Yerel iletişim: www.mt.com/pro-MOs

Teknik değişikliklere tabidir

©07/2019 METTLER TOLEDO. Tüm hakları saklıdır

PA2017tr Rev A 07/19